



## UTSTYRSLISTE

Forbruksmateriell til PEG, gastrostomi og nasalsonde



|             |            |
|-------------|------------|
| Utarbeidet  | 01.07.2014 |
| Sist endret | 11.09.2017 |

|              |  |
|--------------|--|
| Navn:        |  |
| Fødselsdato: |  |
| Adresse:     |  |
| Postnr/sted: |  |

| Pasienten har:                | Størrelse: | Merke:  | Pkn.á | Antall |
|-------------------------------|------------|---------|-------|--------|
| Gastrostomitube med ballong   | French:    |         | 1     |        |
| Nasalsonde                    | French:    | Lengde: | 1     |        |
| Ernæringsknapp                | French:    | Lengde: | 1     |        |
| PEG-Primær sonde <sup>1</sup> | French:    |         | 1     |        |

<sup>1</sup> brukes med PEG-Primær sonde

|         |  |       |  |  |
|---------|--|-------|--|--|
| 50-6112 | PEG Y-ADAPTOR REPAIR KIT 12 FR ENFIT   | 12 FR |  |  |
| 50-6116 | PEG Y-ADAPTOR REPAIR KIT 16 FR ENFIT   | 16FR  |  |  |
| 50-6120 | PEG Y-ADAPTOR REPAIR KIT 20 FR ENFIT   | 20 FR |  |  |
| 8135-14 | MIC PEG FEEDING CONNECTORS 14 FR ENFIT | 14 FR |  |  |
| 8135-20 | MIC PEG FEEDING CONNECTORS 20 FR ENFIT | 20 FR |  |  |
| 8135-24 | MIC PEG FEEDING CONNECTORS 24 FR ENFIT | 24 FR |  |  |

| MiniOne mellomstykker |  |        |        |  |
|-----------------------|--|--------|--------|--|
| Artikkel nr:          | Beskrivelse:   | Pkn. á | Antall |  |
| 8-1222                | Mellomstykke med vinklet kobling og y-port, 30 cm                  | 10     |        |  |
| 8-1211 ISOSAF         | ENFIT Bolus med enkelt endestykke, 30 cm                           | 10     |        |  |
| 8-2421 ISOSAF         | ENFIT Mellomstykke med vinklet kobling og enkelt endestykke, 60 cm | 10     |        |  |
| 8-0211-ISOSAF         | ENFIT Bolus med enkelt endestykke, 5 cm                            | 10     |        |  |
| 8-2411-ISOSAF         | ENFIT Bolus med enkelt endestykke, 60 cm                           | 10     |        |  |
| 8-1255-ISOSAF         | ENFIT Mellomstykke med vinklet kobling og y-port, 30 cm            | 10     |        |  |
| 8-1255H               | ENFIT MELLOMSTYKKE HYBRID Y-PORT 30 cm                             | 10     |        |  |
| 8-2455-ISOSAF         | ENFIT Mellomstykke med vinklet kobling og y-port, 60 cm            | 10     |        |  |
| 8-2455H               | ENFIT MELLOMSTYKKE HYBRID Y-PORT 60 cm                             | 10     |        |  |
| 8-1221-ISOSAF         | ENFIT Mellomstykke med vinklet kobling og enkelt endestykke, 30 cm | 10     |        |  |
| 4-5000                | Introducer, hjelpemiddel som gjør innføring av Minibutton enklere  | 1      |        |  |

| Mickey mellomstykker (begrunnelse fra legespesialist) |                                   |        |        |  |
|---|-----------------------------------|--------|--------|--|
| Artikkel nr:  | Beskrivelse:                      | Pkn. á | Antall |  |
| 0142-02   | ENFIT Mellomstykke, 5 cm          | 5      |        |  |
| 0141-12   | ENFIT Mellomstykke vinklet, 30 cm | 5      |        |  |
| 0141-24   | ENFIT Mellomstykke, vinklet 60 cm | 5      |        |  |
| 0143-12   | ENFIT Mellomstykke rett, 30 cm    | 5      |        |  |

| Flocare ernæringssonder |   |        |        |  |
|-------------------------|---|--------|--------|--|
| Artikkel nr:            | Beskrivelse:                                  | Pkn. á | Antall |  |
| 594566                  | ENFIT Flocare nasalsonde Ch 5/50 cm (Grå)     | 10     |        |  |
| 594567                  | ENFIT Flocare nasalsonde Ch 6/60 cm (Grønn)   | 10     |        |  |
| 594568                  | ENFIT Flocare nasalsonde Ch 6/110 cm (Grønn)  | 10     |        |  |
| 594569                  | ENFIT Flocare nasalsonde Ch 8/110 cm (Blå)    | 10     |        |  |
| 594570                  | ENFIT Flocare nasalsonde Ch 10/110 cm (Svart) | 10     |        |  |
| 569861                  | ENLOCK Flocare nasalsonde Ch 12/110 cm (Hvit) | 10     |        |  |

| Målestav     |   |        |        |  |
|--------------|---|--------|--------|--|
| Artikkel nr: | Beskrivelse:                                  | Pkn. á | Antall |  |
| 1704         | Målestav, onesize, til MiniButton med ballong | 1      |        |  |
| 98460        | Målestav,onesize, til Mickey med ballong      | 1      |        |  |

| Flocare Infinity - ernæringssett |   |        |        |  |
|----------------------------------|---|--------|--------|--|
| Artikkel nr:                     | Beskrivelse:                                  | Pkn. á | Antall |  |
| 586514                           | ENFIT Flocare Infinity ern.sett m/dråpekammer | 30     |        |  |

|        |   |    |  |
|--------|---|----|--|
| 589825 | ENFIT Flocare Infinity universal pack sett, m/dr kammer/tåte/glassflaske  | 30 |  |
| 586520 | ENFIT Flocare Infinity mobil pack sett, u/dråpekammer                     | 30 |  |
| 586460 | ENFIT Flocare gravity sett  | 30 |  |
| 35746  | ENFIT Flocare 500 ml container, engangsposer som passer til 586460        | 10 |  |
| 570139 | ENFIT Flocare pack top fill reservoir, 1,3l engangspose til pumpe/manuell | 10 |  |
| 591393 | ENFIT Forlengelsesslange 100 cm   | 30 |  |
| 589828 | Transition STEP connector til ENFIT sprøyter                              | 5  |  |

#### Tilleggsutstyr

| Artikkel nr: | Beskrivelse:                              | Informasjon:                      | Strl:     | Pkn.á | Antall |
|--------------|---|-----------------------------------|-----------|-------|--------|
| SS+10ES1     | Sprøyter sterile m/tynn tupp              | Til skyling av gastrostomiport    | 10 ml     | 100   |        |
| SS+05S1      | Sprøyter sterile m/tynn tupp              | PEG/ballong                       | 5 ml      | 100   |        |
| 4613503F     | Sprøyter sterile m/tynn tupp              | Til PEG/sonde                     | 60 ml     | 100   |        |
| 900788       | ENFIT Freka sprøyter                      | Til enteralt bruk                 | 1 ml      | 30    |        |
| 9000782      | ENFIT Freka sprøyter                      | Til enteralt bruk                 | 2,5 ml    | 30    |        |
| 9000783      | ENFIT Freka sprøyter                      | Til enteralt bruk                 | 5 ml      | 30    |        |
| 591421       | ENFIT Flocare sprøyter                    | Til enteralt bruk                 | 10 ml     | 30    |        |
| 591422       | ENFIT Flocare sprøyter                    | Til enteralt bruk                 | 20 ml     | 30    |        |
| 624823       | ENFIT Eccentric sprøyter (sidestilt tupp) | Til enteralt bruk                 | 60 ml     | 30    |        |
| 153100       | Usterile kompresser                       | Kun ved lekkasje                  | 5x5       | 100   |        |
| 157300       | Usterile kompresser                       | Kun ved lekkasje                  | 10x10     | 100   |        |
| 203223       | Usterile SkinX Abs (dia: 50 mm)           | m/splitt                          | 3mm hull  | 100   |        |
| 203225       | Usterile SkinX Abs (dia: 50 mm)           | Rund absorb. kompress<br>m/splitt | 7mm hull  | 100   |        |
| 203226       | Usterile SkinX Abs (dia: 50 mm)           | Rund absorb. kompress<br>m/splitt | 10mm hull | 100   |        |

#### Tilleggsutstyr

| Artikkel nr: | Beskrivelse:                     | Informasjon:                      | Strl:     | Pkn.á | Antall |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|--------|
| 1535E-0      | Micropore 1,25 cm x 9,1 m        | Til å feste sonden                | 1,25 cm   | 1     |        |
| 1535E-1      | Micropore 2,5 cm x 9,1 m         | Til å feste sonden                | 2,5 cm    | 1     |        |
| 1535E-2      | Micropore 5 cm x 9,1 m           | Til å feste sonde                 | 5 cm      | 1     |        |
| 507-000      | Usterile SkinX Abs, eks tynn     | Rund absorb. kompress<br>m/splitt | 7mm hull  | 100   |        |
| 151700-16    | Tupfere                          | Usterile                          | 1pose=100 | 100   |        |
| 2770-1       | Mepitac silikontape 2,5 cm x 5 m | Til å feste sonde                 | 2,5 cm    | 1     |        |
| 15281        | Microfoam 2,5 cm x 9,2 m         | Til å feste sonde                 | 2,5 cm    | 1     |        |
| 00190248     | Stomibelte , nettbandasje        | NR 5 LÅR/HODE                     | NR 5      | Meter |        |
| 00190250     | Stomibelte , nettbandasje        | NR 6 HODE/KROPP                   | NR 6      | Meter |        |
| 00190251     | Stomibelte , nettbandasje        | NR 7 KROPP SURGIFIX               | NR 7      | Meter |        |
| M158/8LD     | Sterile Stopper                  | ENFIT MALE CAP LOW DOSE           |           | 8     |        |
| 611573       | STØVHETTE                        | TIL ENFIT SPRØYTER                |           | 30    |        |
| 120795       | Usterile Bomullspinner (Q-tips)  | Til stell av gastrostomi          |           | 200   |        |
| 2000106      | Usterile Hansker                 | Nitril, til stell av gastrostomi  | S         | 100   |        |
| 2000105      | Usterile Hansker                 | Nitril, til stell av gastrostomi  | M         | 100   |        |
| 2000104      | Usterile Hansker                 | Nitril, til stell av gastrostomi  | L         | 100   |        |
| 9534HP       | Steril Tegaderm                  | Transparent bandasje til sonde    | 6x7 cm    | 1     |        |
| 187951       | Bandasje Duoaderm Ekstra         | Tynn 7,5 cm X 7,5 cm              | 7,5cm     | 10    |        |
| 35786        | Flocare ryggsekk, Barn           | Tilpasset sonde og sondemat       |           | 1     |        |
| 35785        | Flocare ryggsekk, Voksen         | Tilpasset sonde og sondemat       |           | 1     |        |
| 35783        | Rammestativ                      | Følger med ryggsekk til Flocare   |           | 1     |        |



**Vi mottar din bestilling på én av følgende måter:**

**Per post:** Ullevål sykehus, Avdeling for medisinsk teknisk utstyr til hjemmebehandling,  
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

**Faks:** 23 01 65 06 (ikke send sensitiv informasjon)

**Min Journal:** [www.minjournal.no](http://www.minjournal.no)

Ved hastebestilling, ring oss på **telefon** 23 01 65 04

Det kan ta ca en uke fra bestillingen er sendt til utstyret er klart for utlevering. Varene utleveres i vår ekspedisjon. Dersom det er ønskelig kan forbruksmateriell sendes per post etter avtale. Det leveres ut utstyr for 1-3 mnd om gangen.

Besøksadresse: Ullevål sykehus, Avdeling for medisinsk teknisk utstyr til hjemmebehandling,  
bygning 15 Inngang D, Kirkeveien 166, 0407 Oslo.



Hjemmeside: [www.oslo-universitetssykehus.no](http://www.oslo-universitetssykehus.no)  
(du finner avdelingen vår under "Avdelinger fra A-Å" "Behandlingshjelpemidler")

Åpningstider: Mandag til onsdag 08:30 - 14:30  
Torsdag 08:30 - 16:30 (sommertid 08:30 - 14:30)  
Fredag 08:30 - 14:00  
Stengt alle helligdager. Dag før helligdag stenges avdelingen kl 12:00

Ved spørsmål angående bestillingsskjemaet eller utstyret, ta kontakt med Avdeling for medisinsk  
Avdeling for medisinsk teknisk utstyr til hjemmebehandling på telefon **23 01 65 04**.



|             |            |
|-------------|------------|
| Utarbeidet  | 01.07.2014 |
| Sist endret | 11.09.2017 |

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består blant annet av Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Post til foretaksledelsen:  
Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0242 Oslo.  
Sentralbord, tlf 02770



