

# ANALYSENYTT

Januar 2019

## Ny metode for bestemmelse av Dihydrotestosteron (DHT) i serum fra 10.01.19

Ny metode er kompetitiv radioimmunassay (RIA) fra DIASource (manuell metode).

**Referansegrensene er som tidligere:**

**Kvinner > 16 år:  $\leq 1,0$  nmol/l**

**Menn > 16 år: 0,9-3,1 nmol/l**

*Prøvemateriale: 1 ml serum*

*Måleområdet: 0,3 – 8,6 nmol/L*

*Korrelasjon mot tidligere metode:  $r = 0,75$*

