

# ANALYSENYTT

Januar 2019

## Ny metode for bestemmelse av Leptin i serum fra 10.01.19

Ny metode er enzymkoblet immunsorbent assay (ELISA) fra Mediagnost (manuell metode).

**Nye referansegrenser er:**

**Kvinner > 18 år (BMI\* 18-25): 80 - 2500 pmol/l**

**Menn > 18 år (BMI\* 18-25): < 950 pmol/l**

\*BMI = Body Mass Index

*Prøvemateriale: 0,5 ml serum*

*Måleområdet: 63 - 6300 pmol/l*

*Korrelasjon mot tidligere metode:  $r = 0,98$*

