

# ANALYSENYTT

Oktober 2018

## Ny metode for bestemmelse av Luteiniserende hormon (LH) i serum fra 01.10.18

Ny metode er en ikke-kompetitiv immunluminometrisk assay (ILMA) fra Siemens.

### Referansegrenser for jenter/kvinner:

<b>12 - 49 år:</b>	
<b>Follikkelfase:</b>	1,1 - 11,6 IU/L
<b>Midtsyklisk:</b>	17,0 - 77,0 IU/L
<b>Lutealfase:</b>	< 14,7 IU/L
<b>≥ 50 år:</b>	11,3 - 39,8 IU/L

### Referanseområde for gutter/menn:

<b>≥ 12 år:</b>	0,8 - 7,6 IU/L
-----------------	----------------

*Prøvemateriale: 0,5 ml serum*

*Måleområdet: 0,1 – 200,0 IU/L*

*Korrelasjon mot tidligere metode:  $r = 0,99$*

