

ANALYSENYTT

November 2017

Ny metode for bestemmelse av prolaktin fra 29.11.17.

Ny metode er en ikke kompetitiv elektrokjemiluminescensimmunassay (ECLIA) fra Roche Diagnostics. Ny metode vil i mye mindre grad enn gammel metode medbestemme makroprolaktin (big-big-prolaktin).

Nye referansegrenser (aldersuavhengige):

Menn: 90 – 325 mIU/l

Kvinner (ikke gravide): 100 – 500 mIU/l

Prøvemateriale: 0,5 ml serum

Måleområdet: 1,00-10000 mIU/l

Korrelasjon mot tidligere metode: $r = 0,99$

