

**Avdeling for patologi**  
**Enhet for molekylær hematopatologi**  
 Ullernchausseen 70, Montebello, 0379 Oslo  
 Tlf. 22 78 24 54 / 970 33 267

# FLOWCYTOMETRISK FENOTYPING

**Rekvirent** HPR-nr.

Rekv. lege

Enhet/legekontor

Adresse  Tlf.

Postnr.  Poststed

HER-id  
legekontor

**Pasient**

Fødselsdato  Personnummer  Kvinne  Mann

Etternavn - fornavn

Adresse

Postnr.  Poststed  Innlagt  
Ja  Nei

**Kopi av svar sendes til**

Legenavn  HPR-nr.

Avdeling/legekontor

Adresse  HER-id  
legekontor

Postnr./sted

**Prøvetakingstidspunkt**

**Pakkeforløp**

**Pakkeforløp+CITO**

**CITO**

TELEFON

**Rekvisisjonen må være fullstendig utfylt av hensyn til korrekt registrering og for at svar skal bli sendt til riktig mottaker (og eventuell kopimottaker). For CITO-prøver: Kontakt laboratoriet på forhånd på tlf. 970 33 267!**

**Prøvene må ankomme innen 24 timer etter prøvetaking.**

Kliniske opplysninger/tentativ diagnose.

Supplerende relevante analyser vil vanligvis utføres. Kryss av dersom dette ikke ønskes

Materiale:  Benmargspirat (Heparin)  Fullblod (Heparin)

Benmargsutstryk  Blodutstryk

**NB!** Leveres i resepsjonen på Radiumhospitalet. **Fredager (og dag før helligdag) må prøven ankomme før kl. 12.00.** (Konvolutten merkes Lab. for flowcytometri)

**Gi alltid beskjed per telefon hvis det gjelder prøver med spesielle krav, CITO samt prøvetaking dag før helligdag. Tlf: 22 78 24 54 / 970 33 267 (Åpningstider 08.00-15.30)**

**Kun for flowlab:**

**Mottatt dato:**

**Mottatt antall utstryk:**

**Mottatt lab:**

**Registrert:**

**Prøve levert:** Mol.pat. Montebello  Ja  Nei

**Prøvekvalitet:**  Koagulert  Slimete  Hemolysert  Lite materiale

Avdeling for Patologi, Oslo universitetssykehus

# Flowcytometrisk immunfenotyping

## Prøvemateriale:

Benmargsaspirat og perifert fullblod.

## Analyser:

Diagnostikk, utredning og oppfølging av lymfoide og hematologiske neoplasier på voksne pasienter innen Helse Sør-Øst.

- **NB!** Ved mistanke om barneleukemi eller andre lymfoide/hematologiske neoplasier hos barn, sendes prøven til Seksjon for cellulær immunologi og flowcytometri, Rikshospitalet, tlf.nr. 23 07 49 08.

## Prøvebehandling:

Benmargsaspirat (3-5 ml) tilsettes konserveringsfritt heparin (100 µl av en løsning på 1000 IU/ml til 5 ml benmarg). Heparin bør tilsettes i sprøyten/glasset på forhånd, og blandes umiddelbart for å hindre koagulering. Alternativt kan ferdig heparinrør (grønn kork) benyttes. Perifert fullblod (3-5 ml), heparinrør (grønn kork).

Lufttørket utstryk av benmargsaspirat og perifert blod skal legges ved.

## Transport og levering av prøven:

- Forsendelse ved romtemperatur.
- Prøvene må ankomme innen 24 timer etter prøvetaking.
- Åpningstider hverdager: 08:00 – 15:30
- Fredag og dag før helligdag må prøven ankomme innen kl 12.00.
- Ved hasteprobe skal feltet "CITO" hakes av og telefonnummer til lege som skal kontaktes oppgis.
- Varsle laboratoriet på tlf.nr. 22 78 24 54 / 970 33 267 ved forsendelse av CITO-prøver, og for alle prøver som sendes fredag og dag før helligdag.
- Interne prøver leveres direkte på prøvemottak OCCI, blå blokk, 4. etasje.
- Eksterne prøver leveres i hovedresepsjonen på Radiumhospitalet.

## Prøvekonvolutten merkes:

Lab. for flowcytometri.

Avd. for patologi, OUS Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

Merk konvolutten: **Ring tlf. 970 33 267**

Rekvisisjon og Laboratoriehåndbok for Avd. for patologi finnes på:

[www.oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/rekvisisjoner#patologi](http://www.oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/rekvisisjoner#patologi)

## Prøver som skal sendes via Enhet for Cytologi:

Spinalvæske, finnålsaspirat (FNA) og effusjoner (ascites-, pleuravæske m.fl.) der flowcytometrisk analyse kan bli aktuelt, skal alltid vurderes mikroskopisk av cytolog før det gjøres flowcytometrisk analyse.

NB! For å unngå forsinkelse og forringet prøve kvalitet må prøvene sendes direkte til Enhet for Cytologi, Avd. for patologi, OUS Radiumhospitalet (tlf.nr. Cytologi: 22 78 24 29).